


# ***Sistema Monitoraggio Paziente***

*Monitor Paziente*

 **bistos**



## BT-710

- 4.3" color touch screen
- SpO2, Pulse
- Portatile
- Performance SpO2 accurate durante il movimento e bassa perfusione
- Software PC specializzato per la revisione e analisi dei dati
- Più di 8 h di lavoro in continuo con batteria ricaricabile a lithium-ion
- Input 5V Dc con ricarica Micro-USB
- Adatto per Adulto ,Pediatrico e Neonatale



# BISTOS – MONITOR PARAMETRI VITALI SPECIFICHE TECNICHE

Modello		BT-710	
Categoria		Handheld Pulse Oximeter	
Display		4.3" Touch LCD	
ECG	Tipo derivazione		
	Selezione Guadagno		
	Velocità Scorrimento (mm/s)		
	Larghezza banda Modalità Diagn.		
	Modalità Monitoraggio		
	Modalità Chirurgica		
	Modalità Forte		
Respiro	Gamma Frequenza Cardiaca (bpm)		
	Metodo		
	Limite misurazione		
SPO2	Velocità scorrimento(mm/s)		
	Limite di misurazione	0-100 %	
	Accuratezza (70-100% )	Adulto/Ped. Neonatale	
	Accuratezza (0-69%)	±2% ±3%	
	Indice di Perfusione	unspecified	
	Limit. Frequenza di polso (bpm)	0.05-20% 25-250	
NIBP	Metodo		
	Modalità operazione		
	Parametri		
	Limite Sistolico (mmHg)	Adulto	
		Pediatrico	
		Neonatale	
	Limite Diastolico (mmHg)	Adulto	
Pediatrico			
Neonatale			
Limite Media (mmHg)	Adulto		
	Pediatrico		
	Neonatale		
Temperatura	Limite		
	Parametri		
IBP	Canali		
	Limite (mmHg )		
Stampa	Tipo		
	Velocità stampa		
	Dimensione carta		
CO2	Tecnologia usata		
	Principale		
Multi-gas/02			
Spo2-Masimo			
C.O.	Metodo		
	Limite		
Batteria	Tipo ( Capacità )	Li-ion (4400mAh)	
	Durata	8 hour	
	Tempo di Carica	8 hour	
Interfaccia software PC		SD card slot	
Garanzia		2 year	



## BIO SIGNAL TOTAL SOLUTION

### **Bistos Co., Ltd. (Headquarter)**

7th Fl., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha, 302,  
Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, Korea

**Tel.** +82 (31) 750 0340

**Fax.** +82 (31) 750 0344

[bistos@bistos.co.kr](mailto:bistos@bistos.co.kr)

[www.bistos.co.kr](http://www.bistos.co.kr)

### **Bistos America Inc. (US Branch)**

11417 W Bernardo Ct Ste D, San Diego, CA 92117, USA

**Tel.** +1-868-433-6689

**Fax.** +1-888-391-5153